

01/2025

**LOCAÇÃO – CADEIRAS DE RODAS EM AÇO**  
**Apenas produtos novos e seminovos**  
**Período mínimo de locação: mensal**

P. 1/1

(imagens ilustrativas)

**Tratamento técnico exclusivo e especializado**, feito artesanalmente, antes do aluguel de nossos produtos, para facilitar e prolongar a manutenção, o conforto e a beleza por muito mais tempo.

**Visando auxiliar os pacientes e seus familiares, havendo adaptação ao produto, poderemos vendê-lo após o primeiro mês de locação.**

**Atenção: Equipamento para uso interno. Não devem ser usadas em ruas, calçadas, etc., pois suas rodas não suportam. Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.**

**Importante:**

Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).

Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).

Para transporte da cadeira, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).

**OPL 05.2.06 – Cadeira de Rodas “V”**  
**Capacidade: 115 kg**

Larguras:

**OPL 05.2.06.43:** Assento: 43 cm; Total: 53 cm

**OPL 05.2.06.48:** Assento: 48 cm; Total: 58 cm



Profundidade total : 96 cm

Encosto dobrável

Apoios para os braços almofadados

Apoios para os pés articulados, removíveis e com ajuste de altura

Rodas em PVC

Peso: 14 kg

Todos os produtos são entregues revisados e higienizados.

No dia a dia, a higiene pode ser feita com pano limpo, umedecido somente com um pouco de desinfetante.