

01/2026

LOCAÇÃO – CADEIRAS DE RODAS – DOBRÁVEIS EM ALUMÍNIO

Apenas produtos novos e seminovos

P. 1/1

(imagens ilustrativas)

Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.

OPL 05.1.05.33 – Cadeira de Rodas “A” – Infantil

Sem elevação de pernas – Capacidade: 50 kg

Importante:

Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.). Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).

Para transporte da cadeira, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).



Largura do assento: 33 cm – Largura total: 54 cm

Peso: 11 kg

Estofamento em nylon acolchoado com almofada em espuma injetada

Apoio de pé articulável, rebatível, removível e regulável em altura

Apoio de braço escamoteável

Protetor de raios

Estrutura em alumínio aeronáutico em X

36	40	20	29-36	46	44	2	50kg

6"	20"	85	30	88