

01/2026

LOCAÇÃO – CADEIRAS DE RODAS EM AÇO
Apenas produtos novos e seminovos

P. 1/1

(imagens ilustrativas)

Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.

Importante:

Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).

Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).

Para transporte da cadeira, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).

OPL 05.2.05.1
Capacidade: 120 kg

OPL 05.2.05.2
Capacidade: 150 kg



Larguras - Assento: 50 cm; Total: 68 cm
Profundidades: Assento: 43 cm; Total: 105 cm
Almofadada
Apoios para os pés dobráveis
Apoios para os braços escamoteáveis
Estrutura em aço carbono dobrável em X
Peso: 18 kg

Linha OP. 05.2.05 PY (cm)												
42	40	23	39-46	50	48	0	120kg 150kg	6"	24"	89	32	105