

01/2026

## LOCAÇÃO - ANDADORES COM APOIO DE JOELHO

### Apenas produtos novos e seminovos

P. 1/1

(imagens ilustrativas)

**Atenção: Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.**

É uma alternativa mais confortável ao uso de muletas.

Projetado para auxiliar pessoas com lesões ou cirurgias na parte inferior da perna, no pé ou no tornozelo, ajudando na recuperação, permitindo que o usuário mantenha a mobilidade sem sobrecarregar a área afetada.

Podem ser usados em ambientes internos e externos.

Haste do guidão dobrável

Freios traseiros manuais, acionados por alavancas junto as manoplas do guidão

Bolsa porta objetos removível em nylon

#### OPL 02.6

Capacidade: 136 kg



Apoio para o joelho em poliuretano e amortecedor nas rodas traseiras

Guidão com ajuste de altura de 86 cm a 109 cm

Apoio de joelho com ajuste de altura de 42 cm a 52,5 cm

Comprimento: 79 cm

Largura total: 43 cm

Diâmetro das rodas em PVC: 8 polegadas

Peso: 8,3 kg

#### OPL 02.5

Capacidade: 120 kg



Guidão com ajuste de altura de 89 cm a 104 cm  
Apoio de joelho com ajuste de altura de 46 cm a 56 cm  
Comprimento: 77 cm  
Largura total: 43 cm  
Diâmetro das rodas: 8 polegadas  
Peso: 9,2 kg