

CADEIRAS DE RODAS EM AÇO DOBRÁVEIS

OPL 05.2.07 – CADEIRA DE RODAS OBESO



CAPACIDADE DE PESO:

150 kg



PESO:

20,5 kg

LARGURA DO ASSENTO cm	LARGURA TOTAL cm	LARGURA DOBRADA cm	PROFUNDIDADE TOTAL cm	PROFUNDIDADE DO ASSENTO cm
55	74	30	103	40



ATENÇÃO:

Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.



IMPORTANTE:

- **Verifique atentamente** a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).
- **Para medir corretamente a largura do quadril**, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).
- **Para transporte da cadeira**, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).



Rodas dianteiras e traseiras com pneus em PU, não furam e não esvaziam.



Pneus dianteiros mais largos para maior conforto e absorção de impacto.



Apoios para os pés rebatíveis, articulados, removíveis, eleváveis e com ajuste de altura.



Chassi reforçado: estrutura em aço carbono com fechamento em duplo "X".



Assento e encosto em nylon de alta resistência.



Apoios para os braços almofadados, rebatíveis e articulados.



Freios bilaterais.