

CADEIRAS DE RODAS EM AÇO DOBRÁVEIS

OPL 05.2.05 – CADEIRA DE RODAS PADRÃO

MODELOS	CAPACIDADE DE PESO kg	LARGURA DO ASSENTO cm	LARGURA TOTAL cm	LARGURA DOBRADA cm	PROFUNDIDADE TOTAL cm	PROFUNDIDADE DO ASSENTO cm
OPL 05.2.05.1	120	50	68	32	105	43



ATENÇÃO:

Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.



IMPORTANTE:

- **Verifique atentamente** a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).
- **Para medir corretamente a largura do quadril**, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).
- **Para transporte da cadeira**, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).



Almofadada



Estrutura em aço carbono dobrável em X



Apoios para os braços escamoteáveis



Apoios para os pés dobráveis