

Cadeiras de Banho / Higiênicas

Desempenham um papel fundamental na promoção da segurança, independência e dignidade de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, ou indivíduos em processo de reabilitação, sendo essenciais para transformar um ambiente que pode ser perigoso em um espaço seguro, acessível e confortável. Para os cuidadores, esses equipamentos tornam o processo de assistência mais fácil e menos estressante, exigindo menos esforço físico para levantar ou movimentar a pessoa assistida, prevenindo lesões em ambos.

OPL 06.1 - POP

Não Dobrável - Aço



- Capacidade: 80 kg
- Peso: 6,2 kg
- Largura do assento: 40 cm
- Largura total: 49 cm

OPL 06.2 - BIG

Não Dobrável - Aço



- Capacidade: 130 kg
- Peso: 9,2 kg
- Largura do assento: 50 cm
- Largura total: 59,5 cm

OPL 06.3

Dobrável - Alumínio



(*) Sem o balde coletor
Deve ser usada no vaso sanitário

- Capacidade: 82 kg
- Peso: 6,8 kg
- Largura do assento: 36 cm
- Largura total: 52 cm

OPL 07.2

Banqueta com Encosto - Alumínio



- Capacidade: 170 kg
- Peso: 2,6 kg
- Assento: 51 cm x 46 cm
- Altura regulável: de 44 cm a 53 cm

OPL 07.1

Banqueta Simples - Alumínio



- Capacidade: 100 kg
- Peso: 1,8 kg
- Diâmetro: 32 cm
- Altura regulável: de 35 cm a 52 cm



Atenção: Não recomendamos o uso destes produtos em outros ambientes, para evitar contaminação.



Importante:

- Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura total da cadeira e a largura do assento.
- É preciso certificar-se de que o/a paciente ficará confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local, principalmente no box e vaso sanitário.
- Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência e não considerar o abdômen).
- Considere também o espaço necessário para a higiene íntima.
- Para transporte da cadeira, verificar as dimensões da cadeira e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).