

Cadeiras de Banho / Higiênicas

Desempenham um papel fundamental na promoção da segurança, independência e dignidade de pessoas com mobilidade reduzida, idosos, ou indivíduos em processo de reabilitação, sendo essenciais para transformar um ambiente que pode ser perigoso em um espaço seguro, acessível e confortável. Para os cuidadores, esses equipamentos tornam o processo de assistência mais fácil e menos estressante, exigindo menos esforço físico para levantar ou movimentar a pessoa assistida, prevenindo lesões em ambos.



OP 06.1.1

Dobrável – Alumínio

(*) Sem o balde coletor

Deve ser usada no vaso sanitário



Capacidade: 82 kg



Peso: 6,8 kg



Largura do assento: 36 cm



Largura total: 52 cm



Atenção: Não recomendamos o uso destes produtos em outros ambientes, para evitar contaminação.



Importante:

- Verifique atentamente a capacidade de peso, a largura total da cadeira e a largura do assento.
- É preciso certificar-se de que o/a paciente ficará confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local, principalmente no box e vaso sanitário.
- Para medir corretamente a largura do quadril, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência e não considerar o abdômen).
- Considere também o espaço necessário para a higiene íntima.
- Para transporte da cadeira, verificar as dimensões da cadeira e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).