

CADEIRAS DE RODAS EM AÇO DOBRÁVEIS

OP 05.2.04 – CADEIRA DE RODAS 1009



CAPACIDADE DE PESO:
90 kg



PESO:
14,4 kg

LARGURA DO ASSENTO (cm)	LARGURA TOTAL (cm)	LARGURA DOBRADA (cm)	PROFUNDIDADE TOTAL (cm)	PROFUNDIDADE DO ASSENTO (cm)
40	64	32	105	43



ATENÇÃO:

Este produto possui pneus maciços, que podem escorregar em porcelanato e em pisos muito lisos, dificultando ao paciente se locomover sozinho. Nestes casos, recomendamos cadeiras com pneus mais aderentes.

Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.



IMPORTANTE:

- **Verifique atentamente** a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).
- **Para medir corretamente a largura do quadril**, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).
- **Para transporte da cadeira**, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).



Estofamento em nylon



Estrutura em aço carbono dobrável em X



Rodas traseiras de 24", injetadas em nylon com pneus maciços



Apoios de braço fixos



Apoios de pés articuláveis



Rodas dianteiras de 6" maciças