

CADEIRAS DE RODAS EM AÇO DOBRÁVEIS

OP 05.2.08 – ELEVÇÃO DE PERNAS



CAPACIDADE DE PESO:

95 kg



PESO:

14 kg

LARGURA DO ASSENTO cm	LARGURA TOTAL cm	LARGURA DOBRADA cm	PROFUNDIDADE TOTAL cm	PROFUNDIDADE DO ASSENTO cm
40	64	34	103	40



ATENÇÃO:

Não devem ser utilizados para banho. Não podem ser molhados. Não é seguro usar em areia nem terra.



IMPORTANTE:

- **Verifique atentamente** a capacidade de peso, a largura do assento e a largura total da cadeira, para ter certeza que o/a paciente ficará seguro/a e confortável, bem como que a cadeira transitará pelos espaços no local (portas, corredores, elevadores, etc.).
- **Para medir corretamente a largura do quadril**, o/a paciente deve estar sentado/a e medir em linha reta sob o quadril (não é a circunferência nem o manequim; não considerar o abdômen).
- **Para transporte da cadeira**, verifique as dimensões da cadeira dobrada e do espaço disponível no veículo (banco traseiro e porta-malas).



Estrutura tubular em aço carbono, pintura epóxi, dobrável em X,



assento/encosto em nylon almofadado,



apoio para braços removíveis,



apoio para os pés com elevação de panturrilha e regulagem de altura,



freios bilaterais dianteiros,



aro impulsor bilateral,



rodas dianteiras aro 06" com pneus maciços e



rodas traseiras aro 24" em nylon com pneus infláveis ou maciços.